

# こり解消を着る

“ラ・クーノ”を着る



★ホワイト&ブラウン  
KT1MTAWB

★ホワイト&ワインレッド  
KT1MTAWR

小さくても本格的な、着る感覚のたたきマッサージ器。

- 軽くて使いやすいのが魅力。肩に乗せたり背筋の移動もラクラク。
- 女性や高齢者にも安心の7段階強弱設定。心地良い強さでマッサージできます。
- 背筋のコリのポイントを的確に捉えてタッピング。「凝ったところに手が届く」優れものです。
- 片側だけ動作する片側コースを採用。凝ったポイントを集中マッサージできます。

(((ラ・クーノ)))

Healthy Tapping Favorite La KUUNO


一般的名称：家庭用電気マッサージ器  
販売名：ラ・クーノ  
医療機器認証番号：222AKBZX00035A02  
機種名：KT1MTA

ふんわり着る感覚の本格的たたきマッサージ器

コッタ部位に載せるだけで気持ち良いポイント・マッサージができます。骨等を避けたソレノイドの配置により気持ち良いマッサージが可能です。



☆こんな使い方もできます。



肩甲骨の間  
Between the shoulder blades

肩 Shoulder

ふともも Thigh

腰 Waist

● 7段階の強弱設定が選べます。



家族全員、これ1台で大満足!!

● 安心の安全装置を内蔵。

皆様が安心して使用していただけるように安全装置を内蔵しました。

- 5分タイマー
- 過電流保護装置
- 過熱防止回路
- 温度検出回路

● 選べる4つの贅沢コース

疲れている時、リラックスしたい時、また、コリが片側だけひどい時など、用途にあわせたコースを用意しました。



パワフルコース

リラックスコース

右コース

左コース



株式会社マルタカテクノは、家庭用電気マッサージ器、家庭用エアマッサージ器、家庭用超短波治療器、家庭用低周波治療器、家庭用電位治療器、電位・温熱組合せ家庭用医療機器、低周波・電位組合せ家庭用医療機器、家庭用永久磁石磁気治療器の設計・開発・製造及びアフターサービス(引き取り修理並びにサービスパーツの供給)に対する医療機器における品質マネジメントシステム規格ISO13485:2003年版認定を取得しています。



安全に関するご注意

ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- 次の方は使用しないで下さい。医師からマッサージを禁じられている方(例:血栓(塞栓)症)、重度の動脈痛、急性静脈瘤、各種皮膚炎及び皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など
- 次の方は必ず医師に相談のうえ、その指示に従ってください。ペースメーカー等の電磁障害を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人/悪性腫瘍のある人/心臓に障害(狭心症、心筋梗塞)のある人/妊娠初期の不安定期または出産直後の人/生理中の人/糖尿病等による高度な末梢循環障害による知覚障害のある人/高血圧症の人/皮膚に創傷のある人/脚部に重度の血行障害のある人/骨粗しょう症の人や骨の弱い人/脊椎の骨折、捻挫、肉離れ等、急性とう痛性疾患の人/安静を必要とする人/体温38℃以上(有熱期)の人/その他身体に異常のある人や医師の治療を受けている人。
- 使用中に気分が悪くなったり、身体に異常や苦痛を感じた時はすぐに使用を中止してください。
- 本製品に万一故障などが発生した場合、直ちに使用を中止し、お取扱店又は製造販売元までご連絡ください。

製品仕様

一般的名称: 家庭用電気マッサージ器  
販売名: ラ・クーン  
随時連絡番号: 222AKBZX00035A02  
電源電圧: AC100V  
周波数: 50-60Hz  
消費電力: 40W  
定格時間: 20分  
本体質量: 約 1.9kg  
本体寸法: 820×520×厚み70(mm)

《製造販売元》

株式会社 **マルタカテクノ**

静岡県藤枝市八幡字広通550-1  
http://www.marutakatechno.co.jp

お客様相談窓口

**0120-484-100**  
Free Dial 平日9時~18時受付(祝祭日、当社の休日を除く)

標準小売価格

36,000円(税込み 37,800円)

※ 標準小売価格はお取扱店の設定価格です

●お取扱店